

Assistboy, pipettatore elettronico

DESCRIZIONE

Il pipettatore elettronico **Assistboy** è un dispositivo destinato al pipettaggio di liquidi con l'ausilio di pipette graduate. Funziona con tutti i tipi di pipette sierologiche in plastica o in vetro per volumi compresi tra 0,5 ml e 100 ml.

Due modalità di erogazione consentono di selezionarne l'intensità in base alle esigenze dell'utilizzatore. L'impostazione selezionata della modalità del pipettatore elettronico viene visualizzata sul display.

FUNZIONAMENTO SICURO ED EFFICIENTE

- Protetto da un filtro in PTFE che impedisce a qualsiasi liquido di entrare nell'unità
- Filtro, supporto per pipetta e nasello autoclavabili
- Corpo resistente ai raggi UV per una sterilizzazione sicura
- Batteria ricaricabile Ni-MH potente ed ecosostenibile che permette molte ore di lavoro continuativo
- Display LCD per visualizzare il livello di carica della batteria

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ E DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- Pulsanti funzionali per il controllo della VELOCITÀ e della MODALITÀ di funzionamento a portata di pollice
- Regolazione supplementare della velocità premendo sui pulsanti di attivazione

COMFORT LAVORATIVO

- Adatto a pipette (sierologiche) volumetriche in plastica e in vetro da 0,5-100 ml
- Impugnatura ergonomica e anatomica
- Pulsanti funzionali situati in posizione ideale
- Apposito supporto di ricarica



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010521

100-240VAC Multi spina